

Soluciones CAD/CAM de GC



Entra en el mundo CAD/CAM
y de la estética con GC




La belleza natural

Initial™ LiSi Block es un bloque de disilicato de litio totalmente cristalizado que ofrece unas propiedades físicas óptimas sin necesidad de cocción. Con la **tecnología HDM** (micronización de alta densidad) patentada por **GC** para que la odontología CAD/CAM ofrezca una alta resistencia a la abrasión, márgenes suaves y resultados finales estéticos.

- ✓ Ahorra tiempo, ya que **no se requiere cocción**
- ✓ Disilicato de litio **totalmente cristalizado**
- ✓ Margen **duradero, estético y preciso**
- ✓ **Opalescencia natural**




Solo hay que fresar,
pulir o maquillar y colocar



Estética duradera, márgenes suaves
y más precisos

- Resistencia optimizada a la abrasión y los ácidos para ayudar a conservar la estética de sus restauraciones con el paso del tiempo.
- Excelente estabilidad de los bordes para unos márgenes suaves.
- Al estar totalmente cristalizado antes del fresado, se puede fresar directamente con márgenes suaves y precisos. Cuando se cuece tras el maquillaje y glaseado, estos márgenes precisos se mantienen.



restablecida en una sola sesión

Initial LiSi Block

Mandril Cerec - Tamaño 14 - 5 Bloques
Refs. / Color

- 10004844 - **A1 HT** / 10004956 - **A2 HT**
- 10004957 - **A3 HT** / 10037273 - **A3,5 HT**
- 10004886 - **B1 HT**
- 10004887 - **A1 LT** / 10004958 - **A2 LT**
- 10004888 - **A3 LT** / 10037274 - **A3,5 LT**
- 10004889 - **B1 LT** / 10037275 - **Bleach**



OFERTA

rec 129,55€

95€



Técnica de pulido



Cortesía ZTM Carsten Fisher, Alemania

Elija su procedimiento de acabado preferido

El brillo superior se puede obtener en pocos minutos con solo pulir, y la restauración estará lista para la cementación.

Para casos estéticos más sofisticados, se pueden obtener resultados notables con **GC Initial Lustre Pastes ONE** e **Initial Spectrum Stains** de GC.

Restauración con Initial LiSi Block bajo luz directa e indirecta




Cortesía: Dr. Javier Tapia Guadix, España


Opalescencia natural

Initial LiSi Block está disponible en alta translucidez (HT) y baja translucidez (LT) y ofrece una opalescencia natural bajo cualquier condición lumínica.


Protocolo de pulido para
Initial LiSi Block



Fuente: I+D de GC, Japón 2020, datos archivados



Fuente: I+D de GC, Japón 2020, datos archivados



Fuente: I+D de GC, Japón 2020, datos archivados



Initial™ LRF BLOCK

Bloque CAD/CAM feldespático reforzado con Leucita

Procesamiento sencillo y rápido: Después del fresado, la restauración **Initial LRF** presenta una superficie extremadamente lisa y sin poros. Para añadir brillo, solo se requieren unos pocos pasos de pulido.

Adecuado para muchas indicaciones: Los niveles más elevados de estabilidad frente a fracturas y resistencia a la flexión dentro de su categoría, tanto a la hora de pulir como de glasear.

Excelente resultado estético: La fluorescencia y la opalescencia se optimizan para que coincidan con el diente natural y obtener así resultados estéticos de alta calidad. Hay disponibles dos niveles de translucidez para optimizar la mezcla de la restauración y enmascarar pilares muy decolorados.

Sin necesidad de cocción (la cocción es opcional): **Initial LRF** es un producto suficientemente fuerte, incluso sin cocción. El brillo se puede obtener con unos pocos pasos de pulido; el glaseado y la cocción son opcionales, y se utilizan cuando se requiere una mayor caracterización.

Adaptación marginal perfecta: Gracias al acabado detallado, los contornos marginales se adaptan perfectamente al diente. Se produce un menor astillado gracias a una mayor resistencia.



Manipulación fácil y rápida: fresado, pulido y cementado
Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix (España)

Initial LRF BLOCK

Initial LRF BLOCK 5 Bloques, Cerec o Universal.




OFERTA

rec 85,90 €


62,75 €

COLORES DISPONIBLES DE AMBOS:



Inlay/Onlay & Veneer

Alta Translucidez



B1-HT

A1-HT

A2-HT


A3-HT

A3,5-HT

Elija el método de acabado que prefiera



Pulido manual fácil...



En pocos pasos de pulido se puede obtener un brillo y una estética excelentes. Con esta opción no se necesita horno.

El brillo se consigue fácilmente con instrumentos de pulido específicos, como el pulidor **Diapol Twist** para cerámica (EVE).

...el glaseado y la cocción con más posibilidades de caracterización



La pasta de glaseado **Initial LRF** se puede aplicar fácilmente gracias a su óptima consistencia. De manera opcional, se puede mezclar con **Initial Spectrum Stains** para personalizar aún más la restauración y lograr una apariencia natural.

Aplicación de la pasta de glaseado **Initial LRF** mezclada con los maquillajes **Initial Spectrum Stains**.



...tanto en la región anterior como en la posterior



Las restauraciones anteriores se pueden personalizar cuando sea necesario mezclando maquillajes, como **Initial Spectrum Stains**.

Restauraciones anteriores con una magnífica integración del color. *Cortesía del Dr. R. Venelinov (Bulgaria).*

Baja Translucidez



CERASMART™270


¡Un material inteligente para aplicaciones inteligentes!

CERASMART270 es un bloque híbrido estético hecho para proporcionar un éxito clínico rápido y duradero. Gracias al nuevo «recubrimiento de tipo silano de cobertura total» (FSC) con tecnología de nanorrelleno mejorada, **CERASMART270** ofrece altas propiedades físicas y estéticas. El fresado es rápido y eficaz, con lo cual se pueden realizar restauraciones de calidad con márgenes finos y un ajuste óptimo en muy poco tiempo. Además, se puede pulir o caracterizar para lograr una estética más radiante. **CERASMART270** es el bloque ideal, ya sea para una rápida incrustación definitiva o para un caso de desgaste complejo.

Resistencia superior para soportar las fuerzas de masticación

- **Alta tasa de relleno** gracias a la tecnología FSC.
- **Resistencia a la flexión mejorada** para restauraciones que perduren.
- **Alta resistencia a las fracturas.**

*Resistencia a la flexión en tres puntos (MPa)**



Flexibilidad para absorber los impactos

- **Menos picos de tensión** durante la masticación.
- Menor riesgo de **fatiga del material.**
- Extremadamente adecuado para restauraciones de **implantes.**

*Módulo de elasticidad (GPa)**



Flexible y Preciso

Elija el método de acabado

Caracterización

Porque todo es mejor en color

Añada carácter a la restauración con una pincelada de OPTIGLAZE color, un recubrimiento brillante listo para usar y resistente a la abrasión.



Elejir entre una amplia variedad de colores o utilizar el esmalte transparente para añadir solo brillo.

Pulido

Pulido rápido y sencillo

Se puede obtener un nivel de brillo impresionante con unos simples pasos de pulido.



El pulido se puede realizar con sus discos y fresas de pulido habituales




Resistencia a la abrasión para restauraciones de larga duración

- Desgaste muy bajo.
- Ideal para **pacientes bruxistas**.
- Alta retención de brillo.

Desgaste a tres cuerpos (μm)*

* Fuente: I+D de GC, Japón, 2018. Datos de archivo



CERASMART270

CERASMART270 5 Bloques, Cerec o Universal



CERASMART270
Tamaño 12

OFERTA

rec 136,65€ **99,90€**

CERASMART270
Tamaño 14

OFERTA

rec 149,20€ **109,00€**

CERASMART270
Tamaño 14L

OFERTA

rec 161,80€ **118,00€**

La solución para cementar sus bloques

Seleccione el material adecuado y descubra todos los pasos de cementación en la **Guía de Cementación de GC**



Información sobre la situación




Selección del material



Individualizada paso a paso

Descargue la **Guía de Cementación de GC** en su App Store



G-CEM ONE™

Cemento de resina autoadhesivo
La solución de cementación

¡El ÚNICO que simplifica el proceso!

Elija **G-CEM ONE**, un cemento de resina autoadhesivo de polimerización dual con una alta fuerza de adhesión para los procedimientos diarios, que también se puede utilizar en casos complejos y no retentivos al aplicar el primer opcional.

Principales ventajas

- **Universal:** rendimiento fiable para cualquier tipo de restauración, incluso las no adhesivas (cuando se utiliza el Adhesive Enhancing Primer o G-Premio BOND)
- **Fiable:** polimerización química eficiente incluso bajo restauraciones opacas o gruesas
- **Flexible:** mayor adhesión al diente gracias a la tecnología Touch Cure del Adhesive Enhancing Primer (AEP)
- **Estética:** excelente resistencia a la abrasión para márgenes invisibles de larga duración
- **No sensible a la técnica:** tolerancia a la humedad, viscosidad ideal, fácil eliminación del exceso



Aplicaciones clínicas:

- Inlays/Onlays
- Coronas/puentes
- Carillas
- Postes

Gama de colores:

- A2, translúcido, AO3, blanco opaco

3 x Lisi Block & G-Cem ONE starter kit

Ref.10007571

5x bloques Lisi Block A2 LT, 5x bloques Lisi Block A2 HT, 5x bloques LiSi Block A3 HT,
1x G-CEM ONE Syr.(4,6g),
8x GC Automix Tips Regular,
2x GC Automix Endo tips,
1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2mL

OFERTA

rec 365,75 €

279,00 €



Since 1921
100 years of Quality in Dental

